



iLens

DRAHTLOSE VIDEOBRILLE

FÜR EINE PRÄZISE ULTRASCHALLDIAGNOSTIK IN DER TIERMEDIZIN

iLens

DIE DRAHTLOSE VIDEOBRILLE



Sichere und komfortable kabellose Videobrille für die präzise Ultraschalldiagnostik von Tieren.

iLens sind innovative, kabellose Brillen, die speziell für Tierärzte entwickelt wurden. Dank der fortschrittlichen Augmented Reality (AR)-Technologie können Sie Ultraschalluntersuchungen freier und komfortabler durchführen. Entdecken Sie den neuen Standard der Technik bei der Feldarbeit.

Vorteile:

Kabellose, flüssige Bildübertragung bei voller Bildwiederholfrequenz.

Immer ein klares Bild – sowohl in dunklen Wirtschaftsgebäuden als auch an sonnigen Tagen im Freien.

Höchste Sicherheit bei der Arbeit mit Tieren dank moderner AR-Technologie.

Unbegrenztes Sichtfeld. Volle Kontrolle über die Umgebung beim Untersuchen und Bewegen.

Arbeiten auch mit **optischer Brille** möglich

Autonomie für den gesamten Arbeitstag.

Über 12 Stunden mit einer Akkuladung.

Möglichkeit zum **Aufladen im Auto** und zum Arbeiten mit einer Powerbank*.

Starre Kopfhalterung und stufenlose Umfangsverstellung für **sicheren Halt am Kopf**.

Ein perfekt positionierter Schwerpunkt sorgt für reibungslose Bewegungen und **reduziert die Belastung der Nacken- und Kopfmuskulatur**.

Der Verzicht auf Kabel garantiert **mehr Freiheit**.

Einfaches Verbinden mit dem Ultraschallscanner.

Spezieller Transportkoffer mit Platz für Ladegerät, USB-C-Kabel, Sonnenblende und Zubehör.

PRÄZISION, FREIHEIT
SICHERHEIT



Spezifikation:

- Bildschirm: transparent
- Auflösung: 854 x 480 px
- Displayschutz: transparent oder getönt
- Konnektivität: Wi-Fi 802.11ac
- Anschlüsse: USB-C
- Batterie: 6000 mAh
- Gewicht: 465 g


Elemente:

- 1 iLens-Brille
- 2 Transportkoffer
- 3 Heller Displayschutz
- 4 Dunkler Displayschutz
- 5 USB-C-Kabel
- 6 USB-Ladegerät
- 7 Powerbank *

iLens Brille ist mit ausgewählten
Ultraschallscannern kompatibel.
Fragen Sie Ihren Händler nach
Einzelheiten.



*Powerbank ist NICHT im Set enthalten. Es ist als zusätzliche Option erhältlich.





MEHR SEHEN

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polen

 +48 89 675 26 05  ultrasound@draminski.com

Folgen Sie uns:    

www.draminski.de