

Ultraschallgerät **4Vet Slim**

Einfach im Gebrauch • vielseitig • modernes Design

- arbeitet mit verschiedenen Sonden
- arbeitet mit OPU (Eizelle abholen)
- tragbar / stationär
- Energie aus Netz oder Batterie




4Vet Slim

TRAGBAR ULTRASCHALL MIT WECHSELBAR ELEKTRONISCHEN SONDEN




- Touchscreen
- fertig zur Arbeit im 25 s.
- arbeitet mit verschiedenen Sonden
- Punktionsverstärkung
- Farb-Doppler
- modernes Design


Perfekte Diagnose von Tieren mit Ausgezeichnet Bildqualität.




Freie Flüssigkeit im Bauch



Niere des gesunden Hundes



Nebenniere eines gesunden Hundes



Sehnen der Beugemuskeln des Pferdes

Brauchen Sie noch etwas für eine effektive Arbeit?

Bildschirm	LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 10,4"
Bildgebung	B, B+B, 4B, M, B+M, Farb-Doppler
Äußere Abmessungen	26 cm x 25 cm x 5,5 cm
Gewicht	2,8 kg (ohne Sonden und Batterie)
Bildverwaltung	Zoom 60 - 300% je 20%, Vollbildschirm, Speichern von Bildern und Bildschleifen (256 Einzelbilder)
Voreinstellungen	gespeichert, möglich neue zumachen
Grauskala	256 Graustufen
Messungen	standard: Lineal, Netz, Abstand, Volumen, Flächeninhalt, Ellipse, Verengung; OB./GYN-Paket: Alterstabellen für diverse Tiergattungen
Steuerung der Funktionen	kapazitative Touchtechnologie
Speichern von Bildern und Bildschleifen	100 GB, speichern von Bildern und Bildschleifen
Standard der Datenübertragung	Dicom 3,0
Anzahl der Schalkopfanschlüsse	eine Schnittstelle, automatische Erkennung der Sonde
Externe Schnittstellen	2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Display Port
Stromquelle	1. Netzteil; 2. Akkupack Li-Ion, 14.4V, 10Ah
Dauerarbeit bei Batteriebetrieb	ca. 4 Stunden
Aufladedauer Akku	ca. 3 Stunden (Typ des Ladegerätes: 3240 LI)

