

Verdoppeln Sie Ihre Effizienz

XCUBE i9



ALPION
MEDICAL SYSTEMS

Bewährte **Premium-Lösungen** – jetzt speziell für die Veterinärmedizin

☎ 0048 89 675 26 05

@ monikan@draminski.com

☎ 0048 786 332 319

💬 WhatsApp: 0048 786 332 319

Verdoppeln Sie Ihre Effizienz

XCUBE i9

Das Ultraschallsystem Alpinion X-CUBE i9 bietet kompromisslose Leistung und Mobilität. Dank hervorragender Bildqualität und fortschrittlicher Funktionen ermöglicht es Veterinärspécialist:innen Diagnostik auf höchstem Niveau.



Was zeichnet uns aus?

Lernen Sie ausgewählte Merkmale der neuen Ultraschallsérie kennen, die speziell für die Veterinärmedizin entwickelt wurde:

- **Konfiguration nach Ihren Anforderungen**
Sie wählen Lösungen passend zu Ihrem Arbeitsprofil
- **Jederzeitige Aufrüstung um ein Kardiologie-Modul**
das System wächst mit Ihrer Praxis
- **Verstärkte Front der linearen Sonde**
höhere Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung
- **2 aktive Sondenanschlüsse**
schneller Sondenwechsel ohne Umstecken und ohne Ausfallzeiten

Zusätzliche Optionen

- **X+MicroView** | empfindlicher mikro-vaskulärer Doppler zur Darstellung sehr feiner Flüsse
- **X+Compare** | Vergleich von Bildern aus unterschiedlichen Untersuchungen desselben Patienten
- **X+Assistant** | Untersuchungsprotokolle zur Unterstützung von Reproduzierbarkeit und Standardisierung
- **Elastografie** | zusätzliche Beurteilung der Gewebeeigenschaften
- **Garantie bis zu 5 Jahre** - Möglichkeit der Verlängerung des Service-/Garantieschutzes | Standardmäßig 2 Jahre Garantie

Sonden

- **SC1-7H** | Breitband-Konvexsonde (1-7 MHz), 192 Elemente, X+ Crystal Signature-Technologie
- **SC2-11H** | Breitband-Mikrokonvexsonde (2-11 MHz), 192 Elemente, X+ Crystal Signature-Technologie
- **SL3-19H** | Breitband-Linearsonde (Monokristall) (3-19 MHz), 40-mm-Fußabdruck, 192 Elemente
- **L10-25H** | Hochfrequente Breitband-Linearsonde (10-25 MHz), 25-mm-Fußabdruck, 192 Elemente
- **MP1-5X** | Mehrschicht-Phased-Array-Sonde (1-5 MHz), X+ Crystal Signature-Technologie
- **SP3-8T** | Phased-Array-Sonde (Monokristall) (3-8 MHz)