



 **LELTEK**

Wasserdichte, leichte und kabellose Sonden

 0048 89 675 26 05

 monikan@draminski.com

 0048 786 332 319

 WhatsApp: 0048 786 332 319

Wasserdichte, leichte und kabellose Sonden
zur schnellen Untersuchung von Klein- und Großtieren

Was uns auszeichnet

- 2 Stunden Akkulaufzeit mit Quick-Charge-Unterstützung
- Ultraleichtes Design und Wasserdichtigkeit nach IP67 für erhöhte Langlebigkeit
- Ultraschall in der App ohne zusätzliche Abonnements
- Anpassung von über 30 Bildgebungsparametern an Ihre individuellen Präferenzen
- Presets für einen schnellen Start oder die Möglichkeit, eigene Presets zu erstellen

Features

- Colour Doppler, Pulsed-Wave-Doppler*
- USB-C-Ladestation
- Intuitive Software und veterinärmedizinische Presets
- App-Verbindung über Android- und iOS-Plattformen

*optional



Dual (linear + konvex)

Probes

- **Linear** | 4.2 – 12.5 MHz
- **Konvex** | 2.0 – 5.0 MHz
- **Mikrokonvex** | 3.6 – 8.5 MHz
- **DUAL** | Konvex - 2.0 – 5.0 MHz
| Linear - 4.2 - 12.5 MHz



Linear

Konvex

Mikrokonvex