



TRAGBARE ULTRASCHALLGERÄTE

FÜR DIE KOMPLEXE DIAGNOSTIK VON KLEIN- UND GROSSTIEREN

BLUE

- Gewicht: 4.4 kg mit eingebauter Batterie
- Akkulaufzeit: bis zu 2 Stunden 30 Minuten
- Bildgebungsmodi: CD, PD, PW
- Präzises Bild auf einem empfindlichen 12-Zoll-Touchscreen
- Mattdisplay (optional)
- Ideal für das OPU-System
- Sonden: **1 2 3 4 5 6 7 8**


SCHNELL, EINFACH, PRÄZISE

Ein Ultraschallgerät der Premium-Klasse mit genauer Dopplersonde, das durch Schnelligkeit, Präzision und einfache Bedienung überzeugt. Intuitiv und allseitig einsetzbar – eine unverzichtbare Unterstützung bei jeder Herausforderung.



Gel-Abstandshalter

Ermöglicht die Untersuchung von Sehnen mit einer linearen Sonde



Sonographiewagen

Perfekt, um sich sicher in Ihrer Klinik oder Ihrem Stall zu bewegen



Sonnenschutzblenden

Erleichtert das Arbeiten bei starker Beleuchtung



Sonographiewagen für Sehnenuntersuchung



Eine vollständige Liste des Ultraschallzubehörs finden Sie unter:



draminski.com

4Vet Slim

- Gewicht: 4 kg mit Sonde und Batterie
- Akkulaufzeit: bis zu 4 Stunden
- Bildgebungsmodi: CD, PD, PW
- Sensibles und präzises Touchpanel
- Sonden: **1 2 3 4 5 6 7 8**

ELEGANZ, EINFACHHEIT UND NÜTZLICHKEIT

Das zuverlässige 4Vet Slim- Ultraschallgerät ist ideal für die Arbeit im Außendienst geeignet! Dank des kontrastreichen und hellen Bildschirms erhalten Sie ein klares Bild, wo immer Sie sind. Genauer Touchscreen. Betriebsbereit in 24 Sekunden.



iScan 3

- Gewicht: 2,6 kg mit Sonde und Batterie
- Akkulaufzeit: bis zu 4 Stunden
- Doppler-Modus
- Austauschbare Sonden
- Kompatibel mit **iLens-Brillen**
- Sonden: **1 3 4 5 6 8**

VIELSEITIG UND MODERN

Eine kontinuierlich wachsende Auswahl an kompatiblen Sonden bietet Flexibilität bei der Patientenversorgung.

Die wichtigsten Funktionen sind über die Tastatur zu steuern. Dedizierte Tastenkombinationen beschleunigen die Arbeit, wobei die zuletzt verwendeten Grundeinstellungen individuell abgespeichert werden können.



iLens

Sichere und komfortable kabellose Videobrille für die präzise Ultraschalldiagnostik von Tieren.

airScan pro


- Gewicht: 0,62 kg mit Sonde und Batterie
- Akkulaufzeit: bis zu 2 Stunden
- Akkuladezeit: bis zu 2 Stunden (USB-C 5V=3A QC, PD)
- Bildgebungsmodi: CD, PD
- Wasserdicht mit IP65-Schutz
- Kompatibel mit Android / iOS
- Kompatibel mit **iLens-Brillen**
- Sonden:
 - Rektal linear**
4,2-12,5 MHz, Reichweite bis 19 cm
 - Rektal konvex**
3-7 MHz, Reichweite bis 30 cm

WASSERDICHT, LEICHT, MIT DOPPLER-MODUS

Leichter, langlebiger und kabelloser Ultraschallscanner für Tierärzte, die Rinder und Pferde behandeln.

Untergebracht in einem wasserdichten Aluminiumgehäuse bietet diese hochmoderne Technologie eine hervorragende Bildqualität und einen präzisen Doppler-Modus.

Durch die Möglichkeit zur Anbindung an kabellose iLens-Brillen ist Ergonomie und Arbeitssicherheit gewährleistet. Austauschbare Batterien garantieren genügend Strom für einen ganzen Scan-Tag



iScan 2 MULTI

- Gewicht: 2,64 kg mit Sonde und Batterie
- Akkulaufzeit: bis zu 7 Stunden
- Breite Palette an Sonden zur Auswahl
- Sonden: **1 2 3 4 5 6 7 8**

KOMPLEXE DIAGNOSTIK

Der iScan2 MULTI ist ein Mehrzweck-Ultraschallgerät für den Außendienst mit austauschbaren Sonden für die komplexe Diagnostik in der Tierhaltung.



iScan 2

- Gewicht: 2,4 kg mit Sonde und Batterie
- Akkulaufzeit: bis zu 7 Stunden
- Wasserdicht mit IP65-Schutz
- Sonden: **3** oder **4**

EFFEKTIVES ARBEITEN UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

Leichtes Ultraschallgerät mit leistungsstarker Batterie und großem Display. Mit seiner fortschrittlichen Technologie ist das iScan 2 ein Präzisionsgerät für die Tierdiagnostik! Das Gerät ist in zwei Versionen erhältlich – mit einer konvexen Rektalsonde oder einer linearen Rektalsonde.



iScan mini

- Gewicht: 1,35 kg mit Sonde und Batterie
- Akkulaufzeit: bis zu 3 Stunden 40 Minuten
- Abmessungen: 14 x 17 x 5 cm
- Kompatibel mit **iLens-Brillen**
- Sonden: **3** oder **4**

LEICHT UND PRÄZISE

Dieses Gerät ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Tierarzt, der sich mit der Fortpflanzung von Nutztieren beschäftigt. Das leichte und handliche Gerät wurde entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.



DRAHTLOSE ULTRASCHALLSONDEN

- Gewicht: 0,35-0,4 kg mit eingebauter Batterie
- Akkulaufzeit: bis zu 4 Stunden
- Bildgebungsmodi: CD, PD, PW (abhängig von der Sonde)
- Kompatibel mit Android / iOS / Windows
- Kein Abonnement erforderlich

FÜR DIE VETERINÄRMEDIZIN

Mit unsere drahtlosen Sonden können Sie Ihre klinische Untersuchung im Handumdrehen durch Ultraschallinformationen ergänzen. Die schnelle Verbindung der Sonde mit Ihrem Telefon, die reibungslose Übertragung und die hohe Bildqualität ermöglichen die Durchführung der Untersuchung unter allen Bedingungen.




SONDEN

Abdominale Konvexsonde

1



- 2,0 – 8,0 MHz (5,0 MHz)
- R50
- 60 – 300 mm



Zwillingsträchtigkeit
bei einem Schaf

Abdominale Konvexsonde

2




- 2,0 – 5,0 MHz (3,5 MHz)
- R60
- 60 – 350 mm



Muskel-Skelett-System
beim Pferd

Lineare Rektalsonde

3



- 4,0 – 9,0 MHz (7,0 MHz)
- L60
- 30 – 150 mm



Blutfluss im Gelbkörper

Rektale Konvexsonde

4



- 2,0 – 8,0 MHz (5,0 MHz)
- R60
- 60 – 300 mm



Trächtigkeit bei einer Kuh

Lineare Abdominalsonde

5



- 6,0 – 14,0 MHz (10,0 MHz)
- L40
- 40 – 100 mm




Trächtigkeit bei einer Katze

Backfat

6



- 2,0 – 5,0 MHz (3,7 MHz)
- L147
- 80 – 200 mm



Rückenfettmessung

Abdominale Mikro-Konvexsonde

7



- 4,0 – 9,0 MHz (6,5 MHz)
- R15
- 40 – 150 mm



Niere eines Hundes

Das OPU-System

8



- 4,0 – 9,0 MHz (6,5 MHz)
- R11
- 30 – 150 mm



OPU-Verfahren



MEHR SEHEN

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polen



+48 89 675 26 00



ultrasound@draminski.com

Folgen Sie uns:



www.draminski.com