



*iScan 2 **plus***

BEWÄHRTE QUALITÄT
EIN HÖHERES NIVEAU

iScan 2 plus

Mehr von dem, was Sie schätzen!

Weiterentwickelt auf Grundlage der Erfahrungen von Tausenden Anwendern.
Denn sehr gut kann noch besser sein.



DIE IDEALE KONFIGURATION FÜR IHRE PRAXIS

iScan 2 plus eignet sich hervorragend für:

- Diagnostik des Reproduktionstraktes
- Beurteilung der Durchblutung des Gelbkörpers
- Bestätigung und Überwachung der Trächtigkeit
- Beurteilung der Vitalität und Bestimmung des Geschlechts des Fetus
- Untersuchung der Lunge
- Diagnostik des Gastrointestinaltraktes
- Beurteilung der Körperkondition des Tieres

SICHERE DIAGNOSTIK MIT DOPPLER

Der **Farbdoppler-Modus** ermöglicht eine präzise Überwachung der Trächtigkeitsentwicklung sowie die Beurteilung des Zustands des Fetus.

Durch die Beurteilung der Aktivität des Gelbkörpers kann bereits 20 Tage nach der Besamung ein Resynchronisationsprogramm eingeleitet werden. Dadurch kann der Einsatz von Hormonen in der Herde weitgehend reduziert und das Intervall zwischen den Trächtigkeiten verkürzt werden.

ROBUSTHEIT UND FUNKTIONALITÄT BIS INS DETAIL

Das harte, **matte Display** verhindert Reflexionen und gewährleistet auch bei voller Sonneneinstrahlung eine ausgezeichnete Sichtbarkeit. In Kombination mit der neuen Bildverarbeitung sorgt es für eine noch deutlichere Darstellung der Strukturen.

Die verbesserte Tastatur mit einer direkten Taste zur Aktivierung des Doppler-Modus ermöglicht eine schnelle Bedienung, ohne den Blick vom Bild abwenden zu müssen.

Das Gerät behält die hohe Schutzart bei und gewährleistet Beständigkeit gegen Staub, Feuchtigkeit und intensive Nutzung im Feld.



Trächtigkeit im 2. Monat – Farb-Doppler

VOLLE FREIHEIT BEI DER BILDÜBERTRAGUNG

Das integrierte Wi-Fi-Modul ermöglicht die kabellose Echtzeitübertragung des Bildes auf Tablets, Smartphones und die **AR-Brille iLens**, sodass die Untersuchung bequem aus sicherer Entfernung verfolgt werden kann.



- Abmessungen: 22,0 × 16,5 × 6,7 (cm)
- Gewicht: 2,3 kg mit Akku
- Dauerbetriebszeit bei vollständig geladenem Akku: bis zu 5 Stunden
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Separate Doppler-Taste



Wi-Fi-Antenne

Lineare
Rektalsonde



Zusätzliche Einsatzbereiche:

Untersuchung von
Euter und Zitzen




Untersuchung
von Sehnen



USB-C-Anschluss

zur Datenübertragung



Mattes 7,0-Zoll-Display

LIEFERUMFANG:

- Tragbares Ultraschallgerät **iScan 2 plus** mit linearer Rektalsonde
- Akku
- Ladegerät für den Akku
- Tragegurte für den Hals
- Bedienungsanleitung
- Transportkoffer



Dramiński iScan App

Verbinden Sie den iScan 2 plus mit Ihrem mobilen Endgerät.





MEHR SEHEN

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polen



+48 89 675 26 00



sales@draminski.com

Folgen Sie uns:



www.draminski.de